

# VEĽKOSTNÉ TABUĽKY PROTETIKA ORTOPEDICKO-REHABILITAČNÉ SANDÁLE

© PROTETIKA®  
Orthopedic



DOSPELÍ		dĺžka podošvy v cm									
Model	Veľkosť v cm	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
T 05	Veľkostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	45	47	
T 09	Veľkostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	X	X	

		dĺžka podošvy v cm													
Model	Veľkosť v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32
T 04	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X
T 16	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X
T 17	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X
T 13	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
T 30	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	X	X	X	X	X
T 56	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	X	X	X	X	X	X	X
T 80	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 84	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 86	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 18 Walker	Veľkostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
T 19	Veľkostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 21	Veľkostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X

LIFESTYLE		dĺžka podošvy v cm													
Model	Veľkosť v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32
T 918 Walker	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
T 980	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 90	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 91	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 92	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X
T 96	Veľkostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X

LIFESTYLE DETI		dĺžka podošvy v cm											
Model	Veľkosť v cm	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 94	Veľkostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 97	Veľkostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 98	Veľkostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 99	Veľkostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 901	Veľkostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X

DETI		dĺžka podošvy v cm																		
Model	Veľkosť v cm	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 102	Veľkostné číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77A	Veľkostné číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77B	Veľkostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115A	Veľkostné číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115B	Veľkostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 116A	Veľkostné číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 116B	Veľkostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 27	Veľkostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 32	Veľkostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X

V sandálke PROTETIKA Orthopedic tvorí podošva so stielkou kompaktný anatomicky tvarovaný výlisok. Pozor na špeciálne číslovanie v centimetroch: Veľkostná tabuľka rehabilitačných sandál PROTETIKA neuvádza dĺžku stielky, ale dĺžku podošvy.

Miesto pre chodidlo je len vo vnútri výlisoku. Chodidlo nemá zasahovať na vyvýšené okraje. Vyberte si preto veľkostné číslo, ktoré má podošvu minimálne o 1 cm väčšiu ako je dĺžka chodidla. Zdravotné prvky (lôžko pre pätu, podpora klenby chodidla a oddeľovače prstov) tak budú pôsobiť na správnom mieste.