

VELKOSTNÉ TABUĽKY PROTETIKA ORTOPEDICKO-REHABILITAČNÉ SANDÁLE

PROTETIKA®
Orthopedic



DOSPELÍ		dĺžka podošvy v cm									
Model	Vel'kost' v cm	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
T 05	Vel'kostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	45	47	
T 09	Vel'kostné číslo	35	37	38	39	41	42	43	X	X	

		dĺžka podošvy v cm														
Model	Vel'kost' v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32	
T 04	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 16	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 17	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 13	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 30	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	X	X	X	X	X	
T 56	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	X	X	X	X	X	X	X	
T 80	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 84	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 86	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 18 Walker	Vel'kostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 19	Vel'kostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 21	Vel'kostné číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	

LIFESTYLE		dĺžka podošvy v cm														
Model	Vel'kost' v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32	
T 918 Walker	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 980	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 90	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 91	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 92	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 96	Vel'kostné číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	

LIFESTYLE DETI		dĺžka podošvy v cm											
Model	Vel'kost' v cm	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 94	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 97	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 98	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 99	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 901	Vel'kostné číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X

DETI		dĺžka podošvy v cm																		
Model	Vel'kost' v cm	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 102	Vel'kostné číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77A	Vel'kostné číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77B	Vel'kostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115A	Vel'kostné číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115B	Vel'kostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 116A	Vel'kostné číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 116B	Vel'kostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 27	Vel'kostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 32	Vel'kostné číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X

V sandálke PROTETIKA Orthopedic tvorí podošva so stielkou kompaktný anatomicky tvarovaný výlisok. Pozor na špeciálne číslovanie v centimetroch: Vel'kostná tabuľka rehabilitačných sandál PROTETIKA neuvádza dĺžku stielky, ale dĺžku podošvy. Miesto pre chodidlo je len vo vnútri výlisoku. Chodidlo nemá zasahovať na vyvýšené okraje. Vyberte si preto veľkostné číslo, ktoré má podošvu minimálne o 1 cm väčšiu ako je dĺžka chodidla. Zdravotné prvky (lôžko pre pätu, podpora klenby chodidla a oddeľovače prstov) tak budú pôsobiť na správnom mieste.